# **Hecho**®

# H 系列光纤冷光源

适用型号:H-150/H-100

# 使用说明书

感谢您选用我们的产品,使用前请仔细阅读此说明书,阅后请小心收藏,以备日后查阅。您对冷光源的安全操作和维护有任何疑问,请直接与我们或销售商联系。

产品若有更改, 恕不另行通知!

本说明书提供的图形可能与实物不尽相同,请以实物准。

# 产品特点

光纤冷光源是一种高效、高亮度的光源器。配合各种光纤传光束,可 广泛应用于各种显微镜及医疗、教学、科研、文物保护等领域的强光照明。


- 开关电源设计,电压输出恒定,性能更稳定;
- 使用高效、原装进口专业仪器灯泡,直流供电,亮度更高,寿命更长;
- 精心设计通风系统,整机工作温度低,延长使用寿命;
- 过温和过负载保护措施,使用更安全;
- 强力双滚珠风扇,工作噪音低,散热效果更高效;
- 独有换灯安全开关,减少意外发生。


# 安全注意事项

- 在操作使用本冷光源前请仔细阅读本说明书;
- 启动冷光源时,请将亮度调节旋钮调至最弱位置;
- 如果要更换灯泡、保险丝或滤光片,需等光源完全冷却后再进行;
- 禁止在潮湿场所使用,以免发生触电危险;
- 与易燃物质保证至少 20CM 的安全距离;
- 禁止堵塞入风口和出风口;
- 严禁在无隔热片情况下使用,否则会损坏光纤,伤害操作者;
- 在光源器工作时,禁止用眼睛直视出光口;
- 在使用前请检查当地电源电压、频率是否与冷光源设置相匹配;
- 保证在接地良好情况下使用;
- 禁止在环境温度超过 45°C(113°F)环境中使用。

# 使用说明

### 1. 外形结构与部件名称







- 1) 光纤室螺钉
- 2) 光纤止动螺钉
- 3) 光纤室
- 4) 灯泡室
- 5) 带指示灯 AC 电源开关
- 6) 亮度调节旋钮

- 7) 控制转换开关
- 8) AC 电源插座
- 9) DB9 控制接口
- 10) 保险丝
- 11) 双滚珠强力风扇

## 2. 外观尺寸





## 3. 规格参数

光源型号:	H-100	H-150
额定输入:	AC96V- 230V, 50/60Hz	
灯泡规格:	OSRAM 12V 100W	PHILIPS EKE 21V 150W
灯泡额定寿命:	50 小时	200 小时
亮度调节方式:	手动连续调光+模拟控制 DC 0-5V	
*平均亮度:	约 80, 000Lx	约 120, 000Lx
色温:	3100k(光源器已安装 4200k 色温片)	
使用环境温度:	无导电尘埃,无腐蚀性气体,-10°C~45°C	
净重:	2.5 KG	
外形尺寸:	220(长)*193(宽)*112(高)mm	

<sup>\*</sup>平均亮度指配 4200k 色温片,安装 Hecho 标准光纤 GOFC-S8H-1000-F1 且使用最大量时,在距离光纤转出末端 50mm 处测量的标准亮度。

### 4. 电压设置

在冷光源接通电源之前,请检查所提供的电源电压、频率是否与本光 源器的电压、频率设置相同。

本冷光源工作电压默认设置为 AC 100V-230V 50/60Hz

注意:光源器电源插头为三叉插头,必须保证接地插针良好接地。

### 5. 远程关灯及亮度调节

● 远程关灯功能:

当本机电源开关打开状态时,在 DB9 控制接口 1 脚接入 DC, 1.5V-12V, 2 脚接 GND, 光源灯泡亮度将会被调至最暗状态。

#### 売度调节功能:


方式一:将控制转换开关拨至 MANUAL,通过面板上的亮度调节旋钮可以进行连续调光,顺时针方向为增强,逆时针方向为减弱。

方式二: 将控制转换开关拨至 REMOTE, 在 DB9 控制接口 6、7 脚加入 DC5V, 6 脚 DC +0-5V, 7 脚 GND, OV 时最暗, 5V 时最强。

#### DB9 接口连接规格表

NO.	名称
1	开关信号>DC1.5V-12V off
2	开关信号 GND
3	NC
4	NC
5	NC
6	外部调光信号 DC 0-5V
7	外部调光信号 GND
8	NC
9	NC

#### 光纤接口尺寸图



#### 6. 组合光纤使用方法

用户根据自己的需要选择适合的光纤传光束插入光纤接口内,并锁紧 止动螺钉。

光纤接口尺寸如上图。

### 7. 安装/更换色温片

卤素灯泡色温一般在 3100k 左右,根据使用的需要,如果需要安装或更换色温片,可按如下步骤进行:

- 1) 松开灯室螺钉,取出灯室。
- 2) 靠近灯泡的是色温片,靠近光纤室的是隔热片。隔热片已固定在支架上,不能随意供换。向上拔出色温片,再插入新的色温片。
- 3) 把灯室装回原处,并锁紧螺钉。更换结束。
  - \*本冷光源标配一片 4200k 的色温片。
  - \*安装或更换色温片时,一定要等冷光源完全冷却后再进行,以防烫伤。

#### 8. 安装/更换灯泡

冷光源灯泡使用超过额定寿命后,就可能损坏或亮度达不到要求,这时就要更换新的灯泡,可按如下步骤进行:

- 1) 关掉冷光源,并拔掉 AC 电源插头。等冷光源完全冷却(此时间需要 10 分钟以上),松开灯室螺钉,取出灯室。
- 2) 拔掉灯泡尾部插座,向上将其从灯架上轻轻卸下,将同样规格的新灯泡向下插入,接上尾部插座。
- 3) 把灯室装回原处,并锁紧螺钉。更换结束。
  - \*请务必使用与规格表中表述规格相同的灯泡。
  - \*安装或更换灯泡时,一定要等冷光源完全冷却后再进行,以防烫伤。

# 故障排除

故障现象	产生原因	排除方法
无光,风扇不 转	无电源	将电源线与电源插座连接好.
	保险丝损坏	更换保险丝
	线路板损坏	请联系我们或经销商
无光,但风扇 转动	灯泡与插座未连接好	重新连接
	灯泡烧坏	更换新的同型号灯泡
光强度弱	光纤接头未正确插入	重新正确插入光纤
	光纤入光口和出光口不洁	清洁光纤端口
	光纤损坏	更换光纤
	灯泡位置不正确	调整灯泡位置
	灯泡老化	更换新灯泡

# 制造商:南京鸿照科技有限公司



地址:南京市江宁区铺岗街 381 号, 邮编: 211106

服务热线: 025-52374096/52360905 传真: (025) 52374095

http://www.gohecho.com E-mail: sales@gohecho.cn